

蟯蟲、尿液、血液盲測檢體採檢流程

檢體項目	篩檢項目	採檢流程
蟯蟲	蟯蟲	<p>檢查單位，依規定盲測檢體數(註 1)，準備已標示好盲測字樣的蟯蟲貼片封套，由護理師選定受測盲測學童，發給兩份蟯蟲貼片及封套，第一天採集已標示學童姓名的蟯蟲貼片(蟯蟲貼片上的第一日及第二日，一次兩日一起採檢)，第二天採集已標示盲測字樣的蟯蟲貼片(蟯蟲貼片上的第一日及第二日，一次兩日一起採檢)，請詳細正確記錄盲測回報單，並逕送主辦單位:教育處體育保健科。(※請勿寄檢查單位)。</p>
尿液	尿糖、 尿蛋白、 尿潛血及 尿液酸鹼值	<p>檢查單位，依規定盲測檢體數(註 1)，準備已標示好盲測字樣的尿管，由護理師，從當日收集的尿液檢體，選取尿液量至少有 8 cc 或以上的尿液檢體，檢查並蓋緊尿管子的蓋子，緩慢上下顛倒充分混合 10 次，再分裝至貼有盲測字樣的尿液試管，一次只能混合 1 支分裝 1 支。用相同方法，依序做完貼有盲測字樣的尿液試管，請詳細正確記錄盲測回報單，並逕送主辦單位:教育處體育保健科。(※請勿寄檢查單位)。</p>
血液	血液常規檢查、肝 功能、腎功能、血 糖、三酸甘油酯、 膽固醇等項目。	<p>檢查單位，依規定盲測檢體數(註 1)，準備已標示好盲測字樣三管一組的紫蓋血液管、灰蓋血糖管、綠蓋生化管，由護理師，從剛抽好血，還沒有離心之前的檢體試管架上，選取同一學童同時三支檢體管檢體量都多的，檢查並蓋緊檢體管的蓋子，緩慢上下顛倒充分混合 15 次，再分裝至貼有盲測字樣及相同顏色蓋子的檢體試管，一次只能混合 1 支分裝 1 支。用相同方法，依序做完貼有盲測字樣的檢體試管，請詳細正確記錄盲測回報單，並逕送主辦單位:教育處體育保健科。(※請勿寄檢查單位)。</p>

註 1: 蟯蟲、尿液、血液規定盲測檢體數

學校受檢人數在 100 人 以下，請複製 1 名盲測檢體受檢；

學校受檢人數在 100~300 人，請複製 2 名盲測檢體受檢；

學校受檢人數在 300 人 以上，請複製 3 名盲測檢體受檢。